

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

# REALISER LA RECHERCHE DE DROGUES URINAIRES EN ADDICTOLOGIE

Codification :	MO_0889
Version :	5
Date d'application :	07/11/2023
Pages :	1/6

<u>Rédacteur(s)</u>	<u>Vérificateur(s)</u>	Approbateur(s)		
SEGALA David	GIROUX Fanny	GIROUX Fanny		
06/11/2023	07/11/2023	07/11/2023		
Modifications depuis la version précédente : MAJ impression PDF				

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	
Rechercher les principaux stupéfiants et sur support solide dans le service d'Addic	t l'ethylglucuronide dans les urines par une technique d'immunochromatographie tologie d'Auray. Cette recherche fait partie des EBMD.
RESPONSABILITES	DEFINITIONS
IDE, cliniciens, techniciens, biologistes.	EBMD : Examen de Biologie Médicale Délocalisée
DOCUMENTS DE REFERENCE	DOCUMENTS ASSOCIES

Norme ISO 15189	<u>E 1456 Programme et Attestation de Formation -Recherche de drogues uri-</u> naires en EBMD
	E 1457 Evaluation de la formation et maintien des compétences – Recherche de drogues urinaires en EBMD
	E 1452 Bon de commande de dispositifs pour les drogues urinaires - Addictolo- gie

## 1. Généralités

Le service d'Addictologie d'Auray pratique la recherche urinaire de :

Cannabis, Cocaïne, Opiacés, Amphétamines, Méthamphétamines, Méthadone, EDDP, Buprénorphine, Kétamine, Benzodiazépines et Ethylglucuronide.

#### PRINCIPE

La technique utilisée est le système **Drug-Screen<sup>®</sup>** commercialisé par la société Nal Von Minden<sup>™</sup>. Il applique le principe de l'**immunodosage compétitif** sur support solide. Ces tests sont une aide qualitative au suivi des traitemements ou au dépistage de consommations abusives de médicaments et/ou de stupéfiants.

Ces dispositifs ne sont pas adaptés aux recherches médicolégales.

Huit modèles sont disponibles en addictologie :

une plaquette à 5 paramètres sur 3 pistes
 (Amphétamines = AMP, dérivés de la Cocaïne = COC, dérivés du Cannabis = THC, Méthamphétamines = MET et
 Opiacés = MOR) = Multi5TD

6 plaquettes monoparamétriques pour :

- Méthadone = MTD
- Buprénorphine = **BUP**
- Métabolite de la Méthadone = EDDP (Ethylidène Diméthyl Diphényl Pyrrolidine)
- Benzodiazépines = **BZD**
- Kétamine = KET
- Ethylglucuronide = ETG

L'ensemble des plaquettes se conservent à température ambiante dans la salle de soin climatisée. Les plaquettes tests sont à utiliser dans l'heure après ouverture.

Les demandes d'oxycodone seront réalisées au laboratoire du CHBA.



Codification :	MO_0889
Version :	5
Date d'application :	07/11/2023
Pages :	2/6

Après avoir déposé l'échantillon dans la zone de dépôt de l'urine, le prélèvement va migrer par capillarité.



- Résultat négatif : Une bande colorée apparait au niveau de la zone de test.
- Résultat positif : <u>Aucune bande</u> n'apparait au niveau de la zone de test.

Une bande témoin (C pour contrôle) présente sur chacune des pistes, en aval des bandes tests, doit toujours se colorer pour valider le test.

#### Interprétation des tests



Recherche négative

Recherche positive



### Exemples :

Recherches positives en THC et COC, et négatives en AMP, MET, MOR

La zone contrôle de chacune des pistes est colorée : les tests sont valides.

Les zones AMP, MET et MOR sont colorées, la recherche est négative.

Les zones COC et THC sont incolores : la recherche est positive.

La lecture des plaquettes se fait par le lecteur RSS Rapid Slide Scanner. Ce lecteur numérise les supports et interprète les résultats.





Codification :	MO_0889		
Version :	5		
Date d'application :	07/11/2023		
Pages :	3/6		

## 2. <u>Réaliser un test</u>

#### 2.1. Recueillir les urines et identifier l'échantillon

Au moment du recueil, quelques précautions doivent être prises pour éviter les adultérations les plus courantes :

- o le recueil doit avoir lieu en milieu médicalisé : éviter de travailler sur des urines apportées par le patient.
- o éliminer du local de recueil les adultérants les plus courants : eau (dilution), eau de javel, produit désodorisant, ...
- o vérifier, après le recueil, la température du prélèvement : une urine fraichement émise est chaude.

Recueillir les urines en respectant ces précautions et identifier l'échantillon patient en respectant les règles d'identitovigilance de l'Etablissement.

#### 2.2. Réaliser le test

#### Choisir le(s) test(s) en fonction de la prescription médicale.

1. Connecter l'ordinateur BPADD13 au lecteur puis allumer le lecteur (bouton à l'arrière droit),



2. Ouvrir le logiciel RSS Smart sur l'ordinateur et renseigner votre login mot de passe



L'écran suivant s'affiche





Codification :	MO_0889
Version :	5
Date d'application :	07/11/2023
Pages :	4/6

#### 3. Cliquer sur Test, la fenêtre suivante s'affiche

	Contract (CB)
	Barcode / Barcode / Rev. Barcode
	nal von minden / 102003 BZD / Rev. 005
	nal von minden / 102004 BUP 10 / Rev. 010
~	nal von minden / 102006 MTD300 / Rev. 009
	nal von minden / 102013 TCA / Rev. 006
	nal von minden / 102021 EDDP / Rev. 007
	nal von minden / 102032 OXY / Rev. 004
	nal von minden / 104050 Multi 5TD / Rev. 013
-na	

Correspondance tests à sélectioner / analyses :
Nal von minden / 102003 BZD = BENZODIAZEPINES
Nal von minden / 102004 BUP 10 = BUPRENORPHINE
Nal von minden / 102006 MTD300 = METHADONE
Nal von minden / 102021 EDDP = EDDP
Nal von minden / 104050 Multi 5TD = <b>AMPHETAMINES</b> (AMP), <b>CO-CAINE</b> (COC), <b>CANNABIS</b> (THC), <b>METHAMPHETEMINE</b> (MET), <b>OPIACES</b> (MOR).
Nal von minden / 102062 EtG5 = <b>ETHYLGLUCURONIDE</b> Nal von minden / 102024 KET = <b>KETAMINE</b>

- 4. Choisir le test à lire dans la liste déroulante
- 5. Cliquer sur Scanner, la fenêtre suivante s'affiche

Renseigner : - dans la <b>case Nom de famille (Patient)</b> <b>et Prénom (Patient)</b> les Nom et Prénom du patient - dans la case <b>Date de naissance (Patient)</b> sa date de naissance Ne rien rentrer dans les autres champs.	Selectionner patient  D de l'échantilon  2303241052  Identification du Patient  Nom de familie (Patient)  Prénom (Patient)  Date de naissance (Patient)  27/03/2023	Effacer Rechercher	Si plusieurs tests sont à lancer pour un même patient il est possible de cliquer sur « Re- chercher » pour retrouver l'identité du patient.
	Scanner Annuler	RSS	

- 6. Après avoir vérifier la date de péremption inscrite, ouvrir l'emballage de la plaquette de dépistage
- 7. Coller l'étiquette patient sur la plaquette en prenant soin de ne pas laisser l'étiquette dépasser
- 8. A l'aide de la pipette fournie dans l'emballage, pipeter l'urine et déposer (pipette à la verticale) 3 gouttes d'urine dans chacun des puits
- 9. Ouvrir le tiroir du lecteur, placer la plaquette parallelement au tiroir sans qu'elle touche les bordures et refermer le tiroir





Codification :	MO_0889
Version :	5
Date d'application :	07/11/2023
Pages :	5/6

10. Cliquer sur Scanner, le timmer se met en route pour 5 minutes

l vous plaît patienter	·			
Patienter s.v.p				
205 excender	-			A CONTRACTOR
295 secondes	100	Passer	De la	Annuler

11. L'image de la plaquette ainsi que les résultats s'affichent sur l'écran au bout de 5 minutes

Patient	Identification	30	Test	i be	age	Résultat		
3+41., Dupont 13-42-19 85	123436	12	nei von minden 108/85 Multi (KTD Rev. 056		P	Ferenseter MTD KTC MET MOR BCD TCA BAR AMP CDC TRC	Cet off (sig/m) 300 500 1000 300 1000 300 1000 300 50 50	Republic registive (+) registive (+) registive (+) registive (+) registive (+) registive (+) registive (+) registive (+)

- 12. Compléter le bon de laboratoire Drogues urinaires en précisant bien l'opérateur, la date et l'heure du prélèvement ainsi que les résultats des tests réalisés.
- 13. Cliquer sur Imprimer et sélectionner « PDF Creator »

24_11+6-13_140 etc. percent_insect reserve	Résultat			
	Drug shortname EDOP	Cut off [ng/ml] 100	Result negative (-)	Enrage
O III	- 1 18			200



14. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Renseigner le nom du document et sauvegarder.

Enregistrer le résultat de la façon suivante : Date\_Nom\_test : exemple **20230920\_LEGAL\_Multi5D** 

les résultats sont sauvegardés sur le réseau et consultables au laboratoire lors de la validation biologique.

<profil de<="" par="" td=""><td>taut&gt; 10.0.40</td><td><ul> <li>Modifier</li> </ul></td></profil>	taut> 10.0.40	<ul> <li>Modifier</li> </ul>
-	Nomfichier	
PDF	Fast Report Document.pdf	
	Répertoire :	
Ť	Inas20(RSS_SMART\$	
Titre :	Fast Report Document	
Auteur :	infadd13	
Sujet :		
Mots-Clé :		
	1	
	\ \	
		•



Codification :	MO_0889
Version :	5
Date d'application :	07/11/2023
Pages :	6/6

15. Eteindre le lecteur

#### En cas de problème contacter le laboratoire.

En cas de panne de l'ordinateur BPADD13 ou du lecteur, acheminer les urines au laboratoire du CHBA.

### 3. Consulter des résultats



Pour consulter les derniers résultats patients Cliquer sur Ouvrir puis sur le dossier

## 4. En cas de résultat cut-off



Envoyer le prélèvement au laboratoire