

GUIDE DE PRELEVEMENT NOUVEAUX NES - MATERNITE CHP

Codification :	E_1203
Version :	2
Date d'application :	28/12/2021
Pages :	1/1

Analyse demandée	EXAMEN URGENT REALISE AU CHP	CHBA
BILIRUBINE TOTALE	Seringue « Safepico aspirator » Au moins 0,5 mL	Microtube vert clair avec gel
CALCEMIE		
GLYCEMIE		
CRP	Tube EDTA adulte (mauve) ou pédiatrique (rose) En journée uniquement Au moins 0,5 mL	Rq. Glycémie : si prise en charge au laboratoire (CHP ou CHBA) > 2h = tube gris adulte.
PCT cordon	Non disponible	Tube vert clair adulte avec gel
NFS	Numération uniquement (GB, GR, Hb, plaq) Tube EDTA (mauve) adulte (1 mL)	Tube EDTA adulte (mauve) ou pédiatrique (rose)  Remarque : tube pédiatrique même taille mais volume plus faible pour le remplir
Sérologie	Non disponible (non urgent)	Microtube jaune avec gel 